

全自動清洗機

來至leader 公司，是一家專門製造各類清洗機的專業廠家，從實驗室標準型至大量容量使用的隧道式清洗機，一應俱全。



TEL:26587810

FAX:26587801

E-mail:

leador.washer@msa.hinet.net

<http://www.leader21tw.net>

Model: LD-W200

力多超音波有限公司

雙門籠架清洗機



型號：LD-W200

外觀尺寸：W2500xH3000xL2200mm

洗滌室尺寸：W1100xH2200xL2000mm

CE



標準功能：

- 1.採用360度旋轉清洗方式：
 - (1) 清洗槽內內部有360度旋轉不銹鋼旋轉棒支管及循環水管及照明用防水燈。
 - (2) 多角度360度旋轉噴洗使籠架能無死角完全清洗乾淨。
 - (3) 採用可控制式水力反作用力推動360度旋轉洗滌方式，不銹鋼旋轉棒零故障。
 - (4) 具省水功能，潤絲階段水可保留下一過程之預洗階段使用。
- 2.電腦程式選擇設定裝置可依需求更換過程及設定選擇清潔劑使用量。
- 3.設備乾燥裝置採用熱風乾燥，採用高性能HEPA之濾網，使推車籠架能快速乾燥。
- 4.停電微電腦記憶保存設定程式裝置，設定程式自動記憶。
- 5.具備熱交換裝置以加

管件系統：

- 所有管件均以不銹鋼管材銜接
- 排放水部份採用電動式全開式2" 排放閥。

雙門籠架清洗機



型號：LD-W200

外觀尺寸：W2600xH3000xL2200mm

洗滌室尺寸：W1100xH2200xL2000mm

籠架清洗機結構：

- 採雙門式（Pass-Through）設計，不銹鋼AISI 304 / 316材質架構而成。
- 具有自動排空積水功能設計，以確保完全排空功能。
- 夾層內含2吋以上厚度之保溫棉。
- 洗滌室備有符合防蒸氣以及防爆功能的照明燈。
- 前後門含耐熱墊圈，防止水氣及蒸氣外洩。
- 前後門採自動門設計，具有互鎖裝置；各門採AISI 304 / 316不銹鋼材質，並嵌入4片強化安全防爆玻璃視窗，其周邊以耐熱及隔熱材質墊圈密封，具有隔熱設計，於清洗中避免碰觸燙傷。



全自動控制系統：

- ✿ 預洗
- ✿ 清洗1：添加鹼性清潔劑。
- ✿ 潤洗：乾淨熱水潤洗被洗物。
- ✿ 清洗2：添加酸性清潔劑。
- ✿ 潤洗：乾淨熱水潤洗被洗物。
- ✿ 最後潤洗：乾淨熱水採循環方式潤洗被洗物。
- ✿ Vapor Exhaust：採非循環方式排除洗滌室之濕熱蒸氣。
- ✿ 熱風烘乾：採用高性能HEPA之濾網，且溫度可達110℃之熱風烘乾，並經國際標準檢測通過D.O.P. TEST 0.3um 99.84%，附檢測報告。

雙門籠架清洗機



型號：LD-W200

外觀尺寸：W2600xH3000xL2200mm

洗滌室尺寸：W1100xH2200xL2000mm

噴射清洗系統：

- 1. 採用水平門開啓時、360度旋轉噴射清洗系統。
- 2. 噴射清洗並具備自動壓力360度旋轉，能充分洗淨各式各樣之推車及籠架。
- 3. 馬達具備自動過濾裝置防止堵塞，每一循環自動排放清洗過濾器。

安全配備：

- 1. 前後門兩扇門未關緊或有任何一扇門未關妥時，機器無法啓動。
- 2. 前後水平開啓門均含可手動開啓之緊急安全門設計。
- 3. 機器內部若有異物碰撞時，機器無法啓動。
- 4. 機器兩端內外均各有一組緊急停止開關。
- 5. 具有互動安全鎖功能，任何鍋門未關妥設備無法啓動。
- 6. 具備過程中操作設定溫度及時間並具備緊急停機安全裝置。
- 7. 洗滌行程保護裝置：
防止清洗行程中有異物卡住時自動關機。



力多超音波有限公司

雙門籠架清洗機



型號：LD-W200

外觀尺寸：W2600xH3000xL2200mm

洗滌室尺寸：W1100xH2200xL2000mm

清洗機結構：

- 設備材質：設備架構及組裝全部採用不鏽鋼材料。
- 機體及前後門採用水平左右開啓式節省空間。
- 內含2組耐熱耐濕防爆之觀察燈。
- 前後門均含耐熱墊圈，防止水氣及蒸氣外洩。
- 前後門均有安全玻璃視窗。
- 噴射清洗並具備自動壓力360度旋轉，能充分洗淨各式各樣之推車及籠架。
- 兩端不銹鋼隔離門，可將潔淨區與骯髒區隔離。
- 內部採用不銹鋼長條支撐架，易於維修清洗



全自動清洗方式：

•1. 採用360度旋轉清洗方式：

- (1) 清洗槽內內部有360度旋轉不銹鋼旋轉棒支管及循環水管及照明用防水燈。
- (2) 多角度360度旋轉噴洗使籠架能無死角完全清洗乾淨。
- (3) 採用可控制式水力反作用力推動360度旋轉洗滌方式，不銹鋼旋轉棒零故障。
- (4) 具省水功能，潤絲階段水可保留下一過程之預洗階段使用。

•2. 電腦程式選擇設定裝置可依需求更換過程及設定選擇清潔劑使用量。

•3. 設備乾燥裝置採用熱風乾燥，採用高性能HEPA之濾網，使推車籠架能快速乾燥。

雙門籠架清洗機

AT® H3 CE



型號：ld-w200

外觀尺寸：W2850xH2790xL2340mm

洗滌室尺寸：W1000xH2000xL2080mm

控制系統：

- 全中文化人機界面電腦程控。
- 具有10組實驗專用清洗程式，內建3組標準程式（實驗室量瓶器皿清洗程式、化學分析精密量具清洗程式、膠體洋菜清洗程式）。
- 每組程式皆能自由修改命名設定，且程式可執行跳組步驟之清洗參數功能。
- 每組程式可選項達至少25個參數步驟執行清洗功能。
- 螢幕具有顯示「再生鹽添加」、「入水不足」、「入水異常」、「加熱器異常」及「感溫棒異常」之安全警示告知功能。
- 清洗程式可提供單獨執行清洗、烘乾的功能，沖洗次數能設定至少10次。



力多超音波有限公司

雙門籠架清洗機

model: LD-W200

CE



管件系統：

- 所有管件皆以不銹鋼管材質銜接。
- 閥體為銅材質。
- 所有管件及需維修部份皆置於洗滌室外側，以利維修保養。
- 進水管路含水錘吸收器。
- 清洗儲水槽：內含高、低水位計，並具有更新水質設計，以兼具節水功能。
- 溫度感應棒和不銹鋼製之熱交換器。
- 排水部分採3吋以上不銹鋼電動式蝶閥。

安全裝置：

- 門未關妥、或門在運轉中開啓，機器皆會無法運作。
- 前後門皆具有由內往外推之緊急逃生門設計。
- 機器前後皆具有一組緊急停止開關。
- 機器將開始運轉洗滌時，洗滌室內會以有亮燈閃爍警示。
- 有任何操作異常時，機器會以Alarm和警示燈警示。
- 電氣安全測試：清洗機經過國際電氣安全法規CE認證通過，需附證書。
- 電源：採用蒸氣加熱 及省能源裝置，故能節省用電。



選購配件：

- Cage 清洗架。
- 清潔劑。
- 列表機。
- 預洗隔間之安裝設計。

詳細規範，請來電詢問客服中心：（02）
2658-7810代表號）或
電子郵件：

leador.washer@msa.hinet.net